

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-B**  
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PP-Vlies Besuchermantel**  
**mit 4 Druckköpfen**



GRÖßEN				
	M	L	XL	XXL
Breite	67 cm	69 cm	71 cm	73 cm
Länge	108 cm	110 cm	112 cm	114 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschuß	<input type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input checked="" type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input checked="" type="checkbox"/> Kragen	<input type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input checked="" type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-B**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PP-Vlies Besuchermantel**  
**mit 4 Druckköpfen**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	1	
GTIN Unterverpackung Gr. M	4044941020457	
GTIN Unterverpackung Gr. L	4044941020464	
GTIN Unterverpackung Gr- XL	4044941020471	
GTIN Unterverpackung Gr. XXL	4044941020488	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	430 mm	
Breite	320 mm	
Höhe	-	
<b>Gewichte</b>		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
M	59 g	61 g
L	63 g	65 g
XL	65 g	67 g
XXL	67 g	69 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	50	
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941020518	
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941020525	
GTIN Umverpackung Gr. XL	4044941020532	
GTIN Umverpackung Gr. XXL	4044941020549	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	350 mm	
Breite	280 mm	
Höhe	360 mm	
<b>Gewichte</b>		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
M	3.050 g	3.550 g
L	3.250 g	3.750 g
XL	3.350 g	3.850 g
XXL	3.450 g	3.950 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	5	
Palettenhöhe	195 cm	
<b>Gewichte</b>		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
M	142 kg	167 kg
L	150 kg	175 kg
XL	154 kg	179 kg
XXL	158 kg	183 kg

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-B**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PP-Vlies Besuchermantel**  
**mit 4 Druckköpfen**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
<b>Entsorgung</b>	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Warnhinweise</b>	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
<b>An- und Ausziehanleitung</b>	<b>ART DES ANZIEHENS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.).</li><li>• Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen.</li></ul> <b>ART DES AUSZIEHENS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.</li></ul>