

ficha técnica

Nº de artículo **05060-B-Block / 05060-W-Block**

Descripción **MED-COMFORT**
Delantal desechable de PE
medium, suave, bloqueados, en
una bolsa



TAMAÑOS	
	Uni
ancho	75 cm
largo	120 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
color	<input checked="" type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input checked="" type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde oscuro [DG]					
cierre	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> cremallera	<input type="checkbox"/> pulsadores	<input type="checkbox"/> cierre de velcro			
características	<input type="checkbox"/> puños de jersey	<input type="checkbox"/> puños elásticos	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> capucha	<input type="checkbox"/> cuello alto	<input type="checkbox"/> Parcialmente laminado	<input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos
	<input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación	<input checked="" type="checkbox"/> bloqueados	<input type="checkbox"/> cubierta de polvo	<input type="checkbox"/> martillada	<input type="checkbox"/> mangas cortas	<input type="checkbox"/> con percha de cartón	<input type="checkbox"/> plegado individualmente

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input type="checkbox"/> no es un artículo EPI		CE	
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición		<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos grasos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos	<input type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS						
probado de acuerdo a	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034				

ficha técnica

Nº de artículo **05060-B-Block / 05060-W-Block**

Descripción **MED-COMFORT**
Delantal desechable de PE
medium, suave, bloqueados, en
una bolsa



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	50	
GTIN subembalaje azul [B]	4044941020082	
GTIN subembalaje blanco [W]	4044941020099	
medidas y tamaños		
largo	480 mm	
ancho	320 mm	
alto	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	815 g	820 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	6	
posiciones por palet	10	
altura del palet	150	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	522 g	547 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general information		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941020273	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	4044941020266	
medidas y tamaños		
largo	390 mm	
ancho	300 mm	
alto	135 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	8.200 g	8.700 g

ficha técnica

Nº de artículo **05060-B-Block / 05060-W-Block**

Descripción **MED-COMFORT**
Delantal desechable de PE
medium, suave, bloqueados, en
una bolsa



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
Utilización y revisión	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso
Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias	Un uso prolongado puede provocar estrés térmico. Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego.
instrucciones para vestirse y desvestirse	FORMA DE PONÉRSELO: - Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. - Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). - Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo. MÉTODO DE RETIRADA: - Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata de protecci

rev-no.: 5
date: 22. 10.2024

Sous réserve de modifications et d'erreurs.