

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y-XXL**
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlieskittel
mit PE-Beschichtung



GRÖßEN	
	XXL
Umfang	150 cm
Länge	140 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschuß	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input type="checkbox"/> Kragen	<input checked="" type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input checked="" type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittelkontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16603	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16604	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22610	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22611	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y-XXL**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlieskittel
mit PE-Beschichtung



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	10	
GTIN Unterverpackung	4044941022512	
Maße & Größe		
Länge	430 mm	
Breite	330 mm	
Höhe	-	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XXL	830 g	835 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	4	
Lagen pro Palette	6	
Palettenhöhe	201 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XXL	212 kg	237 kg

LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung	4044941022529	
Maße & Größe		
Länge	530 mm	
Breite	280 mm	
Höhe	310 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XXL	8.350 g	8.850 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y-XXL**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlieskittel
mit PE-Beschichtung



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ART DES ANZIEHENS: <ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.).• Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen. ART DES AUSZIEHENS: <ul style="list-style-type: none">• Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.