

## ficha técnica


Nº de artículo **02105-B**

Descripción **MED-COMFORT**  
**protector bucal**  
**4 capas, para atar**  
**con fog-stop**



DIMENSIONS	
largo	ancho
175 mm	95 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> tejido de PP	<input type="checkbox"/> papel					
color	<input checked="" type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> berry [Berry]	<input type="checkbox"/> bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> morado [L]
	<input type="checkbox"/> limón [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] amarillo, azul, naranja, rosa, verde	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rosa [P]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> plateado/gris [PT]
	<input type="checkbox"/> azul estampado [DB]	<input type="checkbox"/> vino tinto estampado [WR]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]	<input type="checkbox"/> negro-rojo-oro	<input type="checkbox"/> clean-ocean/verde océano [CO]		
características	<input checked="" type="checkbox"/> tipo IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 4 capas	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> con válvula	<input checked="" type="checkbox"/> anti-fog	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> con filtro de carbón activado
observaciones	capacidad de filtración bacteriana $\geq 98\%$ , protección contra salpicaduras $\geq 16$ kPa						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			
reglamento médico (EU) 2017/425	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					

## ficha técnica

Nº de artículo **02105-B**

Descripción **MED-COMFORT**  
**protector bucal**  
**4 capas, para atar**  
**con fog-stop**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
<b>general</b>		
material	cartón	
piezas por subembalaje	50	
GTIN subembalaje azul [B]	4044941730585	
GTIN subembalaje berry [Berry]	-	
GTIN subembalaje bordeaux [BR]	-	
GTIN subembalaje cedro [C]	-	
GTIN subembalaje verde [G]	-	
GTIN subembalaje lagoon [Lagoon]	-	
GTIN subembalaje morado [L]	-	
GTIN subembalaje limón [Lime]	-	
GTIN subembalaje azul mix [Mix]	-	
GTIN subembalaje naranja [O]	-	
GTIN subembalaje rosa [P]	-	
GTIN subembalaje blanco [W]	-	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-	
GTIN subembalaje plateado [PT]	-	
GTIN subembalaje azul estampado [DB]	-	
GTIN subembalaje vino tinto estamp. [WR]	-	
GTIN subembalaje negro [SCH]	-	
GTIN subembalaje negro-rojo-oro	-	
GTIN subembalaje clean-ocean [CO]	-	
<b>medidas y tamaños</b>		
largo	180 mm	
ancho	100 mm	
alto	90 mm	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
uni	250 g	285 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
<b>general</b>		
tipo de palet	europalet	
<b>medidas y tamaños</b>		
cartones por posición	7	
posiciones por palet	6	
altura del palet	183	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
uni	141 g	166 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
<b>general</b>		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941730592	
GTIN embalaje exterior berry [Berry]	-	
GTIN embalaje exterior bordeaux [BR]	-	
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-	
GTIN embalaje exterior verde [G]	-	
GTIN embalaje exterior lagoon [Lagoon]	-	
GTIN embalaje exterior morado [L]	-	
GTIN embalaje exterior limón [Lime]	-	
GTIN embalaje exterior azul mix [Mix]	-	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-	
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-	
GTIN embalaje exterior plateado [PT]	-	
GTIN embalaje exterior azul est. [DB]	-	
GTIN embalaje exterior vino tinto est. [WR]	-	
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-	
GTIN embalaje exterior negro-rojo-oro	-	
GTIN embalaje exterior clean-ocean [CO]	-	
<b>medidas y tamaños</b>		
largo	570 mm	
ancho	205 mm	
alto	280 mm	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
uni	2.850 g	3.350 g

## ficha técnica

Nº de artículo **02105-B**

Descripción **MED-COMFORT**  
**protector bucal**  
**4 capas, para atar**  
**con fog-stop**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<b>Almacenamiento/ Caducidad</b>	Guarde el protector bucal en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No guardar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo de caducidad real en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	---

<b>Utilización y revisión</b>	«Utilice siempre las mascarillas sólo para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que la mascarilla facial es adecuada para el uso previsto. Cambie la mascarilla cuando esté completamente empapada. Desinfectarse las manos después de quitarse la mascarilla».
-----------------------------------	--

<b>Eliminación de residuos</b>	Las mascarillas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Las mascarillas no utilizadas pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	---

<b>Advertencias</b>	Cambia la mascarilla cuando esté completamente empapada.
---------------------	--

<b>instrucciones para vestirse y desvestirse</b>	<b>COLOCACIÓN</b> Coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz de la cara y fjela en su sitio con correas o presillas para las orejas. Ajuste la pinza nasal flexible a la forma de la cara para que salga el menor aire posible por el extremo superior. <b>RETIRAR:</b> Afloje las correas para retirar la mascarilla de la cara. No toque el material polar. Desinfectese las manos después de desechar la mascarilla facial.
--	--

rev-no.: 1  
date: 17.10.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas