

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01037**  
 Bezeichnung **MED-COMFORT Premium Grip**  
**Latex-Untersuchungshandschuh**  
**weiß, nicht steril, puderfrei**



SCHICHTSTÄRKEN		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,08 mm	0,10 mm	0,12 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Vinyl-Nitril-Gemisch	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input type="checkbox"/> apfelgrün
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input type="checkbox"/> steril	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input type="checkbox"/> passt hand-spezifisch	<input type="checkbox"/> biologisch abbaubar
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> volltexturiert	<input type="checkbox"/> finger-texturiert	<input type="checkbox"/> keine Texturierung	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input checked="" type="checkbox"/> innen polymerbeschichtet		

GRÖßEN							
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breite	≤ 80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	-	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-	-

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse IIa	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittel-Kontakt	LF

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	ISO 374-1/Typ B  KPT
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	-26,2 %	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	3	> 60 min	-57,8 %	
EN 374-4 Degradation	Formaldehyd 37%	T	6	> 480 min	-26,6 %	
EN 374-5 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B					 VIRUS

EN 420 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420	
-------------------------	---	--

EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4	<b>EN 455</b>
------------------------------	---	---------------

EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)	<b>AQL 1.5</b>
----------------------	---	----------------

ISO 18889 Pestizidanwendung	nicht anwendbar	
-----------------------------	-----------------	--

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01037**  
 Bezeichnung **MED-COMFORT Premium Grip**  
**Latex-Untersuchungshandschuh**  
**weiß, nicht steril, puderfrei**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	100	
GTIN Unterverpackung Gr. XS	4044941720319	
GTIN Unterverpackung Gr. S	4044941720333	
GTIN Unterverpackung Gr. M	4044941720357	
GTIN Unterverpackung Gr. L	4044941720371	
GTIN Unterverpackung Gr. XL	4044941720395	
GTIN Unterverpackung Gr. XXL	-	
GTIN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XS	16835379	
PZN Unterverpackung Gr. S	16835362	
PZN Unterverpackung Gr. M	16825356	
PZN Unterverpackung Gr. L	16865333	
PZN Unterverpackung Gr. XL	16835385	
PZN Unterverpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	240 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	75 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	500 g	560 g
S	550 g	610 g
M	600 g	660 g
L	650 g	710 g
XL	700 g	760 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung Gr. XS	4044941720326	
GTIN Umverpackung Gr. S	4044941720340	
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941720364	
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941720388	
GTIN Umverpackung Gr. XL	40449417520401	
GTIN Umverpackung Gr. XXL	-	
GTIN Umverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XS	-	
PZN Umverpackung Gr. S	-	
PZN Umverpackung Gr. M	-	
PZN Umverpackung Gr. L	-	
PZN Umverpackung Gr. XL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	343 mm	
Breite	233 mm	
Höhe	225 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	5.600 g	6.100 g
S	6.100 g	6.600 g
M	6.600 g	7.100 g
L	7.100 g	7.600 g
XL	7.600 g	8.100 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	9	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	173 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	384 kg	409 kg
S	416 kg	441 kg
M	447 kg	472 kg
L	479 kg	504 kg
XL	510 kg	535 kg
XXL	-	-
XXXL	-	-

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01037**  
 Bezeichnung **MED-COMFORT Premium Grip**  
**Latex-Untersuchungshandschuh**  
**weiß, nicht steril, puderfrei**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Handschuhe in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
----------------------------------	--

<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Die Angabe der Durchbruchzeiten und Permeationslevel beruhen auf Labormessungen und werden anhand von Proben aus der Handinnenfläche ermittelt. Die tatsächliche Schutzdauer eines Handschuhs bei einer bestimmten Substanz kann durch die Einsatzbedingungen (Temperatur, Abrieb, Dehnung) signifikant abweichen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation (Veränderung der mechanischen Eigenschaften) ein wichtiger Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhe zu berücksichtigen ist. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche bestimmt und bezieht sich nur auf die getesteten Chemikalien. Anders kann es sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf den geprüften Probekörper. Die Abbauergebnisse nach EN ISO 374-4 zeigen die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der geprüften Chemikalie. Vor dem Gebrauch sind die Handschuhe auf Löcher oder Beschädigungen zu überprüfen.
------------------------------------	--

<b>Entsorgung</b>	Gebrauchte Handschuhe sind nach Kontakt mit Chemikalien entsprechend der Entsorgungsvorschriften für die Chemikalie sowie entsprechend den Vorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
-------------------	---

<b>Desinfektion</b>	Eine Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.
---------------------	---

<b>Warnhinweise/ Allergiker Hinweise</b>	Schutzhandschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt. Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate und Naturlatex, die allergische Reaktionen bis hin zu anaphylaktischen Reaktionen auslösen können
--	--

<b>An- und Ausziehanleitung</b>	
-------------------------------------	--