

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05066-W-Block-125**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PE-Einwegschürze**  
**gehämmert, geblockt, mit**  
**Pappaufhänger**



GRÖßEN	
	Uni
Breite	80 cm
Länge	125 cm

PRODUKTBSCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschuß	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input type="checkbox"/> Kragen	<input type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input checked="" type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input checked="" type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	LF

NORMUNG							
geprüft nach	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05066-W-Block-125**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PE-Einwegschürze**  
**gehämmert, geblockt, mit**  
**Pappaufhänger**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	50	
GTIN Unterverpackung	4044941709840	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	480 mm	
Breite	320 mm	
Höhe	-	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	630 g	635 g

LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung	4044941709857	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	420 mm	
Breite	300 mm	
Höhe	135 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
80x125 cm	6.350 g	6.850 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	6	
Lagen pro Palette	12	
Palettenhöhe	177 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	493 kg	518 kg

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05066-W-Block-125**

Bezeichnung: **MED-COMFORT  
PE-Einwegschürze  
gehämmert, geblockt, mit  
Pappaufhänger**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
----------------------------------	---

<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
------------------------------------	--

<b>Entsorgung</b>	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
-------------------	---

<b>Warnhinweise</b>	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
---------------------	--

<b>An- und Ausziehanleitung</b>	<p>ART DES ANZIEHENS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.).</li> <li>• Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen.</li> </ul> <p>ART DES AUSZIEHENS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.</li> </ul>
-------------------------------------	---