

## ficha técnica

Nº de artículo **05070-B-140-BLOCK**  
**05070-W-140-BLOCK**  
 Descripción **MED-COMFORT**  
**Delantal desechable de PE**  
**heavy, suave, bloqueados, en una**  
**bolsa**



TAMAÑOS	
	Uni
ancho	75 cm
largo	140 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
color	<input checked="" type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input checked="" type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde oscuro [DG]					
cierre	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> cremallera	<input type="checkbox"/> pulsadores	<input type="checkbox"/> cierre de velcro			
características	<input type="checkbox"/> puños de jersey	<input type="checkbox"/> puños elásticos	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> capucha	<input type="checkbox"/> cuello alto	<input type="checkbox"/> Parcialmente laminado	<input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos
	<input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación	<input checked="" type="checkbox"/> bloqueados	<input type="checkbox"/> cubierta de polvo	<input type="checkbox"/> martillada	<input type="checkbox"/> mangas cortas	<input type="checkbox"/> con percha de cartón	<input type="checkbox"/> plegado individualmente

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input type="checkbox"/> no es un artículo EPI			CE
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos grasos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos	<input type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

## ficha técnica

Nº de artículo **05070-B-140-BLOCK**  
**05070-W-140-BLOCK**  
 Descripción **MED-COMFORT**  
 Delantal desechable de PE  
 heavy, suave, bloqueados, en una  
 bolsa



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
<b>general</b>		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	50	
GTIN subembalaje azul [B]	4044941021713	
GTIN subembalaje blanco [W]	4044941021713	
<b>medidas y tamaños</b>		
largo	480 mm	
ancho	320 mm	
alto	-	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
uni	1.860 g	1.865 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
<b>general</b>		
tipo de palet	europalet	
<b>medidas y tamaños</b>		
cartones por posición	6	
posiciones por palet	6	
altura del palet	168	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
uni	689 g	714 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
<b>general information</b>		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941020266	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	4044941020266	
<b>medidas y tamaños</b>		
largo	390 mm	
ancho	290 mm	
alto	255 mm	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
uni	18.650 g	19.150 g

## ficha técnica

Nº de artículo **05070-B-140-BLOCK**  
**05070-W-140-BLOCK**  
Descripción **MED-COMFORT**  
**Delantal desechable de PE**  
**heavy, suave, bloqueados, en una**  
**bolsa**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<b>Almacenamiento/ Caducidad</b>	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	--

<b>Utilización y revisión</b>	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso
-----------------------------------	--

<b>Eliminación de residuos</b>	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	---

<b>Advertencias</b>	Un uso prolongado puede provocar estrés térmico. Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego.
---------------------	---

<b>instrucciones para vestirse y desvestirse</b>	<b>FORMA DE PONÉRSELO:</b> - Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. - Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). - Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo. <b>MÉTODO DE RETIRADA:</b> - Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata de protecci
--	---