

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05562-Y**  
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Vlies-Schutzkittel**  
**mit PE-Beschichtung**



GRÖßEN	
	L/XL
Umfang	138 cm
Länge	138 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschuß	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input type="checkbox"/> Kragen	<input checked="" type="checkbox"/> volllaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input checked="" type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16603	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16604	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22610	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22611	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input checked="" type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13034					

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05562-Y**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Vlies-Schutzkittel**  
**mit PE-Beschichtung**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	10	
GTIN Unterverpackung	4044941728667	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	430 mm	
Breite	330 mm	
Höhe	-	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
L/XL	1.090 g	1.095 g

LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung	4044941728674	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	600 mm	
Breite	265 mm	
Höhe	470 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
L/XL	10.950 g	11.450 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	6	
Lagen pro Palette	3	
Palettenhöhe	156 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
L/XL	206 kg	231 kg

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05562-Y**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Vlies-Schutzkittel**  
**mit PE-Beschichtung**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
<b>Entsorgung</b>	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Warnhinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wählen Sie Produkte, die mit dem Arbeitsbereich kompatibel sind.</li><li>• Der Einwegartikel muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden.</li><li>• Bei Rissen, Einstichen usw. den Arbeitsbereich verlassen und einen neuen Schutzkittel tragen.</li><li>• Längeres Tragen von Schutzkiteln kann zu Hitzebelastung führen. Hitzebelastung und Unbequemlichkeit können durch die Verwendung geeigneter Unterwäsche oder geeigneter Belüftungsgeräte reduziert oder beseitigt werden.</li><li>• Diese Kleidungsstücke sind entflammbar - von Feuer fernhalten.</li><li>• Im Falle einer Beschädigung des Produkts ist der Arbeitsplatz sofort zu verlassen.</li><li>• Der Benutzer darf den Schutzkittel nicht ablegen, wenn er sich noch im Gefahrenbereich befindet.</li></ul>
<b>An- und Ausziehanleitung</b>	<b>ART DES ANZIEHENS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.).</li><li>• Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt.</li></ul> Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen. <b>ART DES AUSZIEHENS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.</li><li>• Die Entsorgung kontaminierter Kleidungsstücke wird durch nationale oder lokale Gesetze geregelt.</li></ul> Kontaminierte Schutzkleidung nicht in den Hausmüll werfen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Schutzeigenschaften sind nur wirksam, wenn der Artikel korrekt angezogen und geschlossen ist.</li><li>• Unbedeckte Körperteile (Hände, Atemwege, Füße) mit Schutzhandschuhen, Stiefeln, eventueller Maske usw. schützen, am Kittel befestigen (ggf. mit Klebestreifen) und darauf achten, dass diese das gleiche Schutzniveau bieten, um einen Ganzkörperschutz zu gewährleisten.</li></ul>