

ficha técnica

Nº de artículo **05562-Y**

Descripción **MED-COMFORT**
Bata protectora de vellón
con revestimiento de PE



TAMAÑOS	
	L/XL
circunferencia	138 cm
largo	138 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input checked="" type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde oscuro [DG]					
cierre	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> cremallera	<input type="checkbox"/> pulsadores	<input type="checkbox"/> cierre de velcro			
características	<input checked="" type="checkbox"/> puños de jersey	<input type="checkbox"/> puños elásticos	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> capucha	<input type="checkbox"/> cuello alto	<input checked="" type="checkbox"/> totalmente laminado	<input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos
	<input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación	<input type="checkbox"/> bloqueados	<input type="checkbox"/> cubierta de polvo	<input type="checkbox"/> martillada	<input type="checkbox"/> mangas cortas	<input type="checkbox"/> con percha de cartón	<input checked="" type="checkbox"/> plegado individualmente

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input checked="" type="checkbox"/> categoría III	<input type="checkbox"/> no es un artículo EPI		CE	
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición		<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos grasos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos	<input type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS						
probado de acuerdo a	<input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16603	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16604	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22610	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22611	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22612
	<input checked="" type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13034				

ficha técnica

Nº de artículo **05562-Y**

Descripción **MED-COMFORT**
Bata protectora de vellón
con revestimiento de PE



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	10	
GTIN subembalaje	4044941728667	
medidas y tamaños		
largo	430 mm	
ancho	330 mm	
alto	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
L/XL	1.090 g	1.095 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general information		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior	4044941728674	
medidas y tamaños		
largo	600 mm	
ancho	265 mm	
alto	470 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
L/XL	10.950 g	11.450 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	6	
posiciones por palet	3	
altura del palet	156	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
L/XL	206 g	231 g

ficha técnica

Nº de artículo **05562-Y**

Descripción **MED-COMFORT**
Bata protectora de vellón
con revestimiento de PE



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilización y revisión	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advertencias	Elija productos compatibles con la zona de trabajo. <ul style="list-style-type: none">- El artículo desechable debe sustituirse después de cada uso.- En caso de desgarros, pinchazos, etc., abandone la zona de trabajo y utilice una bata de protección nueva.- El uso prolongado de batas de protección puede provocar estrés térmico. El estrés térmico y la incomodidad pueden reducirse o eliminarse utilizando ropa interior adecuada o equipos de ventilación apropiados.- Estas prendas son inflamables - mantener alejadas del fuego.- En caso de daños en el producto, abandone inmediatamente el lugar de trabajo.- El usuario no debe quitarse la bata de protección mientras permanezca en la zona de peligro.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

instrucciones para vestirse y desvestirse	FORMA DE PONÉRSELO: <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto.- Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.).- Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo. MÉTODO DE RETIRADA: <ul style="list-style-type: none">- Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata.- La eliminación de la ropa contaminada está regulada por las leyes nacionales o locales. No tire la ropa de protección contaminada a la basura doméstica. <ul style="list-style-type: none">- Las propiedades protectoras sólo son eficaces si la prenda está correctamente puesta y cerrada.- Proteger las partes del cuerpo descubiertas (manos, vías respiratorias, pies) con guantes de protección, botas, mascarilla, etc., unirlos a la bata (con tiras adhesivas si es necesario) y asegurarse de que ofrecen el mismo nivel de protección para garantizar la protección de todo el cuerpo.
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rev-no.: 6

date: 22. 10.2024

Sous réserve de modifications et d'erreurs.