

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **01230**
 Descripción: **MED-COMFORT 300**
guante de examen de látex
blanco, no estériles, sin polvo



GROSOR DE LA MANO								
puño	palma	punta de los dedos						
0,12 mm	0,17 mm	0,19 mm						
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO								
material	<input checked="" type="checkbox"/> Látex	<input type="checkbox"/> Nitrilo	<input type="checkbox"/> Vinilo	<input type="checkbox"/> Vinilo-Nitrilo-mix	<input type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Algodón	
colour	<input checked="" type="checkbox"/> blanco	<input type="checkbox"/> azul	<input type="checkbox"/> negro	<input type="checkbox"/> menta	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input type="checkbox"/> azul de cobalto	
propiedades	<input type="checkbox"/> con polvo	<input checked="" type="checkbox"/> sin polvo	<input type="checkbox"/> estéril	<input checked="" type="checkbox"/> no estéril	<input checked="" type="checkbox"/> forma ambidiestro	<input type="checkbox"/> forma anatómica	<input type="checkbox"/> biodegradable	
superficie	<input checked="" type="checkbox"/> microtexturada	<input type="checkbox"/> punta de los dedos microtexturada		<input type="checkbox"/> sin microtexturada	<input type="checkbox"/> martillado	<input checked="" type="checkbox"/> Doble cloración		
TAMAÑOS								
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)	
ancho	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	-	-	
largo	-	≥ 300 mm	≥ 300 mm	≥ 300 mm	≥ 300 mm	-	-	
REQUISITOS DE REGULACIÓN								
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input type="checkbox"/> no PPE-article				CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II a	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico		
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos grasos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos	<input type="checkbox"/> no contacto con alimentos		RF
NORMAS								
EN 388 riesgos mecánicos	resistencia a la abrasión	resistencia a los cortes prueba Coupe	resistencia al desgarro	resistencia de perforación	resistencia a los cortes prueba TDM	protección contra impactos		
nivel	no aplicable							
EN 374-1 riesgos químicos	químicos	letra código		nivel	permeación	degradación		
	not applicable							
EN 374-4 degradación								
EN 374-5 microorganismos	no aplicable							
EN ISO 21420 guantes de protección	El guante cumple con los requisitos según EN ISO 21420							
EN 455 Guantes médicos de un sólo uso	Los guantes cumplen con los requisitos según. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						EN 455	
EN 455-1 permeabilidad	El guante demuestra en la prueba de retención de agua para la determinación de permeabilidad un AQL<1.5 (Prueba al azar según ISO 2859-1, nivel de prueba general I)						AQL (1.5)	
ISO 18889 Aplicación de pesticidas	no aplicable							

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **01230**
Descripción: **MED-COMFORT 300**
guante de examen de látex
blanco, no estériles, sin polvo



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
información general		
material	carton	
piezas por subembalaje	100	
GTIN subembalaje tamaño XS	-	
GTIN subembalaje tamaño S	4044941001029	
GTIN subembalaje tamaño M	4044941001036	
GTIN subembalaje tamaño L	4044941001043	
GTIN subembalaje tamaño XL	4044941001050	
GTIN subembalaje tamaño XXL	-	
GTIN subembalaje tamaño XXXL	-	
PZN subembalaje tamaño XS	-	
PZN subembalaje tamaño S	15785248	
PZN subembalaje tamaño M	15570335	
PZN subembalaje tamaño L	15785225	
PZN subembalaje tamaño XL	15785254	
PZN subembalaje tamaño XXL	-	
PZN subembalaje tamaño XXXL	-	
medidas y tamaños		
largo	280 mm	
ancho	127 mm	
alto	75 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
XS	-	-
S	740 g	800 g
M	830 g	890 g
L	860 g	920 g
XL	950 g	1.010 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	6	
posiciones por palet	6	
altura del palet	192 cm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
XS	-	-
S	306 g	331 g
M	338 g	363 g
L	349 g	374 g
XL	382 g	407 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
información general		
material	carton	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior tamaño XS	-	
GTIN embalaje exterior tamaño S	4044941004686	
GTIN embalaje exterior tamaño M	4044941004693	
GTIN embalaje exterior tamaño L	4044941004709	
GTIN embalaje exterior tamaño XL	4044941004716	
GTIN embalaje exterior tamaño XXL	-	
GTIN embalaje exterior tamaño XXXL	-	
PZN embalaje exterior tamaño XS	-	
PZN embalaje exterior tamaño S	-	
PZN embalaje exterior tamaño M	-	
PZN embalaje exterior tamaño L	-	
PZN embalaje exterior tamaño XL	-	
PZN embalaje exterior tamaño XXL	-	
PZN embalaje exterior tamaño XXXL	-	
medidas y tamaños		
largo	395 mm	
ancho	270 mm	
alto	295 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
XS	-	-
S	8.000 g	8.500 g
M	8.900 g	9.400 g
L	9.200 g	9.700 g
XL	10.100 g	10.600 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **01230**
 Descripción: **MED-COMFORT 300**
guante de examen de látex
blanco, no estériles, sin polvo



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento / Caducidad	Almacenar los guantes en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
-----------------------------------	--

Utilización y revisión	Utilice siempre guantes sólo para el uso previsto y de la talla correcta. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que los guantes son adecuados para el uso previsto. Compruebe que los guantes no tienen agujeros ni están dañados antes de usarlos.
-------------------------------	--

Eliminación de residuos	Los guantes usados deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los guantes no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
--------------------------------	---

Desinfección	La desinfección no está prevista para estos guantes y es responsabilidad del usuario.
---------------------	---

Advertencias/ consejos sobre alergias	Los guantes de protección están destinados a un solo uso. Este producto contiene ditiocarbamatos y látex natural, que pueden desencadenar reacciones alérgicas, incluidas reacciones anafilácticas.
--	---

instrucciones para vestirse y desvestirse	
--	--